

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：多黏菌素 B(氯化钠多黏菌素 B 肉汤配套试剂)

英文名称：Polymyxin B (Addtives for SCPB)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0070	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

每支添加于 100mL (025081) 中配成氯化钠多粘菌素 B 肉汤。

【配方成分】

配方 (每支)	含量
多粘菌素 B	25000IU

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 2、试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于 100mL (025081) 中配成氯化钠多粘菌素 B 肉汤。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存, 有效期三年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日