

022115 胰蛋白胨生理盐水溶液培养基使用说明书

用 途： 用于无菌检验样品的稀释（WS/T367-2012）。

原 理： 蛋白胨提供碳氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压。

配方（每升）：

胰蛋白胨	1
氯化钠	8.5

使用方法：

1、称取本培养基 9.5g，加入蒸馏水或去离子水 1L，搅拌加热煮沸至完全溶解，分装试管，每管 9mL，121℃高压灭菌 15min。

2、用于无菌检验样品的稀释。

质量控制：

菌 名	菌 号	反 应
金黄色葡萄球菌	ATCC6538	45min 内菌落数变化率小于±50%
枯草芽孢杆菌黑色变种	ATCC9372	45min 内菌落数变化率小于±50%

贮 存： 旋紧瓶盖，储存于干燥处，避免阳光直射；贮存期三年。

规 格： 250g