

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称: 庆大霉素琼脂配套试剂
产品英文名称: Additives for Gentamycin Agar
产品编号: SR0190
企业名称: 广东环凯微生物科技有限公司
地 址: 广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编: 510663
公司网址: <http://www.huankai.com>
电子邮件地址: webmaster@huankai.com
传真号码: 020-32079986
销售热线: 020-32078333-8602
技术热线: 020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途: 生化研究/分析

第二部分 危险性概述

GSH危害性类别: 皮肤腐蚀/刺激 (类别 3),
GSH标签要素: 象形图: 无
警示词: 警告
危险信息: H316 造成轻微皮肤刺激。
防范说明
事故响应: P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
废弃处置: P501将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。
物理和化学危险: 目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。
健康危害: H316 造成轻微皮肤刺激。
环境危害: 无数据资料
其它危害: 无

第三部分 成分/组成信息

混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明。

有害物质成分:

| 化学名称 | CAS No. | 浓度 |
|------|-----------|-------|
| 亚碲酸钾 | 7790-58-1 | 0.25% |

第四部分 急救措施

| | |
|-------|--------------------------|
| 一般信息: | 无特殊的措施要求。 |
| 皮肤接触: | 立即用清水彻底清洗。 |
| 眼睛接触: | 立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗。如不适就医。 |
| 吸入: | 如不适就医。 |
| 食入: | 如不适就医。 |
| 就医信息: | 出示产品使用说明或者此SDS。 |

第五部分 消防措施

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 危险特性: | 不助燃 |
| 有害燃烧产物: | 一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物。 |
| 灭火方法及灭火剂: | 选用适合周围火源的灭火器。水, 泡沫, 二氧化碳, 沙土。 |
| 灭火注意事项: | 防止气体吸入。 |

第六部分 泄露应急处理

| | |
|----------|--------------------------|
| 个人防护: | 穿个人实验服, 佩戴手套和口罩, 避免吸入干粉。 |
| 环境保护措施: | 用湿布和地拖擦拭干净。 |
| 清洁/收集措施: | 保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。 |
| 额外信息: | 无有害物质泄漏。 |

第七部分 操作处置与储存

| | |
|---------|------------|
| 操作注意事项: | 无特殊的措施要求。 |
| 储存条件: | 2-8°C |
| 储存注意事项: | 贮存于避光、干燥处。 |

第八部分 接触控制/个人防护

| | |
|---------------|-----------------------|
| 职业接触限值 | 没有已知的国家规定的暴露极限。 |
| 工程控制: | 提供安全淋浴和洗眼设备 |
| 个人防护措施 | |
| 呼吸系统防护: | 在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。 |
| 眼睛防护: | 佩戴安全眼镜。 |
| 身体防护: | 穿实验室服。 |
| 手防护: | 戴防化学品手套。 |
| 其他防护: | 常规的工业卫生操作, 工作后及时清洗双手。 |

第九部分 理化特性

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 外观: | 冻干粉 | pH值: | 无 |
| 颜色: | 白色 | 气味: | 特征性 |
| 熔点: | 无资料 | 沸点: | 无资料 |
| 燃点: | 无自燃物 | 闪点: | 无资料 |
| 爆炸限度 | | | |
| 下限: | 无资料 | 上限: | 无资料 |
| 热分解: | 无资料 | | |
| 溶解性: | 易溶于水 | | |

第十部分 稳定性和反应活性

| | |
|---------|------------------|
| 稳定性: | 在适宜条件贮存稳定。 |
| 避免接触条件: | 避免接触强氧化性物质。 |
| 禁忌物: | 无资料 |
| 危险分解产物: | 如果根据产品使用说明操作无分解。 |
| 聚合危害: | 不会发生 |

第十一部分 毒理学资料

| | |
|-------------------|-----------|
| 急性毒性: | 无数据资料 |
| 皮肤刺激或腐蚀: | 无数据资料 |
| 眼睛刺激或腐蚀: | 无数据资料 |
| 呼吸或皮肤过敏: | 无数据资料 |
| 生殖细胞突变性: | 无数据资料 |
| 致癌性: | 无数据资料 |
| 生殖毒性: | 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性-一次性接触: | 无数据资料 |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触 | 无数据资料 |
| 吸入危害 | 可能引起呼吸道刺激 |

第十二部分 生态学资料

| | |
|---------|---------------------|
| 生态效应: | 正确处理和使用产品不会对生态产生危害。 |
| 其他生态数据: | 合理使用产品不会对水产生危害。 |

第十三部分 废弃处理

产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理。

包装

推荐: 根据当地政府相关法规丢弃或回收。

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): 无

联合国运输名称: 非危险货物

运输危险性分类: 无

包装类别: 无

包装标志: 无

包装方式: 玻璃瓶, 外普通纸皮箱

海洋污染物 (是/否): 否

运输注意事项: 请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)

工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)

常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)

GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

培训建议: 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。