

## 化学品安全技术说明书

### 第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	Fraser肉汤增菌液FB2配套试剂
产品英文名称:	Additives for Fraser Broth (FB2)
产品编号:	SR0130
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	<a href="http://www.huankai.com">http://www.huankai.com</a>
电子邮件地址:	<a href="mailto:webmaster@huankai.com">webmaster@huankai.com</a>
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

### 第二部分 成分/组成信息

#### 混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明。

有害物质成分:

萘定酮酸 2mg/支

盐酸吡啶黄 2.5mg/支

### 第二部分 危险性概述

GSH 危害性类别 急性毒性, 经口 (类别 4); 皮肤刺激 (类别 2); 眼睛刺激 (类别 2A); 呼吸过敏 (类别 1); 急性水生毒性 (类别 1);

GSH 标签要素

象形图:



警示词: 危险

危险信息: H302 吞咽有害; H315 造成皮肤刺激; H319 造成严重眼刺激; H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难; H400 对水生生物毒性极大。

防范说明:

预防措施: P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾; P264 作业后彻底清洗皮肤; P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟; P273 避免释放到环境中; P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具; P285 在通风不足的情况下,戴呼吸防护装置。

事故响应: P301 + P312 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生; P302 + P352 如皮肤沾染: 用肥皂和水充分清洗;

物理和化学危险

P304 + P341 如误吸入: 如呼吸困难, 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿态; P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜, 继续冲洗; P330 漱口; P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊; P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊; P342+P311 如有呼吸系统病症: 呼叫急救中心/医生; P362 脱掉沾污的衣服; P391 收集溢出物。  
 废弃处置: P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。  
 目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。

健康危害

H302 吞咽有害; H315 造成皮肤刺激; H319 造成严重眼刺激; H334 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 □

环境危害

H400 对水生生物毒性极大。

其它危害

无

### 第三部分 成分/组成信息

混合物

化学品成分:

参考培养基使用说明。

有害物质成分:

化学名称	CAS No.	浓度
盐酸吡啶黄素	8063-24-9	0.25%
萘定酮酸	389-08-2 □	0.2%

### 第四部分 急救措施

一般信息:

无特殊的措施要求。

皮肤接触:

立即用清水彻底清洗。

眼睛接触:

立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗。如不适就医。

吸入:

如不适就医。

食入:

如不适就医。

就医信息:

出示产品使用说明或者此 SDS。

### 第五部分 消防措施

危险特性:

不助燃

有害燃烧产物:

一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物。

灭火方法及灭火剂:

选用适合周围火源的灭火器; 水, 泡沫, 二氧化碳, 干粉, 沙土。

灭火注意事项:

如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业, 防止气体吸入。

## 第六部分 泄露应急处理

个人防护:	穿个人实验服,佩戴手套和口罩,避免吸入干粉。
环境保护措施:	用湿布和地拖擦拭干净。
清洁/收集措施:	保持干燥, 迅速清洗弄脏的区域。
额外信息:	无有害物质泄漏。

## 第七部分 操作处置与储存

操作注意事项:	无特殊的措施要求。
储存条件:	2-8℃
储存注意事项:	贮存于避光、干燥处。

## 第八部分 接触控制/个人防护

<b>职业接触限值</b>	不含有职业接触限值的物质。
<b>工程控制:</b>	提供安全淋浴和洗眼设备
<b>个人保护措施</b>	
呼吸系统防护:	在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。
眼睛防护:	佩戴安全眼镜。
身体防护:	穿实验室服。
手防护:	戴防化学品手套。
其他防护:	按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。及时更换弄脏的衣服, 休息前及工作结束时洗手。

## 第九部分 理化特性

外观:	冻干粉末	pH值:	无资料
颜色:	黄色	气味:	特征性
熔点:	无资料	沸点:	无资料
燃点:	无自燃物	闪点:	无资料
爆炸限度			
下限:	无资料	上限:	无资料
热分解:	无资料		
溶解性:	易溶于水		

## 第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:	在建议的贮存条件下是稳定的。
避免接触条件:	无数据资料

---

禁忌物:	无数据资料
危险分解产物:	如果根据产品使用说明操作无分解。
聚合危害:	不会发生

---

### 第十一部分 毒理学资料

急性毒性:	无数据资料
皮肤刺激或腐蚀:	无数据资料
眼睛刺激或腐蚀:	无数据资料
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料
致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	可能引起呼吸道刺激

---

### 第十二部分 生态学资料

生态效应:	正确处理和使用产品不会对生态产生危害。
其他生态数据:	合理使用产品不会对水产生危害。

---

### 第十三部分 废弃处理

#### 产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理。

#### 包装

推荐: 根据当地政府相关法规丢弃或回收。

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂。

---

### 第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):	无
联合国运输名称:	非危险货物
运输危险性分类别:	无
包装类别:	无
包装标志:	无
包装方式:	玻璃瓶, 外普通纸盒
海洋污染物 (是/否):	否

---

---

#### 运输注意事项

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

---

### 第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)

工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)

常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)

GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

---

### 第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

培训建议: 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。

---