

# 产品说明书

## Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：改良山梨醇麦康凯琼脂和改良麦康凯肉汤配套试剂

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0240	冻干试剂	10支/盒

### 【产品用途】

每支添加于 100ml (025106) 或(025108)中。

### 【配方成分】

配方	含量 (每支)
亚碲酸钾	0.25mg
头孢克肟	0.005 mg

### 【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法:每支加入 1ml 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于 100ml (025106) 或(025108)中。

### 【储存条件与保质期】

2-8℃保存, 有效期见产品标签。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

### 【说明版本】

2021 年 5 月 14 日