

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：卵黄亚碲酸钾增菌液

英文名称：Potassium Tellurite Egg-Yolk Reagent

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029195	液体	5mL/支×5 支/盒

【产品用途】

覆盖液体培养基用于厌氧培养。

【配方成分】

配方	含量（每支）
30%卵黄盐水	4.166mL
1%亚碲酸钾溶液	0.834mL

【使用方法】

- 1、试剂瓶打开方法：洁净工作台内，旋转瓶盖，取下防盗环，按比例加入对应培养基基础中。
- 2、使用方法：每支添加于 95mL Baird-Parker 琼脂基础培养基中。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2020 年 5 月 14 日