

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	革兰氏染色液
产品英文名称:	Gram Stain
产品编号:	029010
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	http://www.huankai.com
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

第二部分 危险性概述

GSH危害性类别

易燃 (类别3) ; 眼刺激 (类别2B) ;

GSH标签要素

象形图:



警示词: 警告

危险信息: H226 易燃液体和蒸汽; H320 造成眼刺激。

防范说明

预防措施: P210 远离热源/火花/明火/热表面。-禁止吸烟。P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应: P370 + P378 火灾时: 使用灭火。P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出 隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。 P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。

废弃处置: 按国家规章处理。

物理和化学危险

目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。

健康危害

H320 造成眼刺激。

环境危害

无数据资料

其它危害

无

第三部分 成分/组成信息

混合物

化学品成分: 参考产品说明。

有害物质成分:

化学名称	CAS No.	浓度
乙醇	64-17-5	≥95%

第四部分 急救措施

一般信息: 无特殊的措施要求。

皮肤接触: 立即用清水彻底清洗。

眼睛接触: 立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗。如不适就医。

吸入: 如不适就医。

食入: 如不适就医。

就医信息: 出示产品使用说明或者此SDS。

第五部分 消防措施

危险特性: 易燃

有害燃烧产物: 一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物。

灭火方法及灭火剂: 选用适合周围火源的灭火器。水, 泡沫, 二氧化碳, 干粉, 沙土。

灭火注意事项: 防止气体吸入。

第六部分 泄露应急处理

个人防护: 穿个人实验服, 佩戴手套和口罩, 避免接触。

环境保护措施: 用湿布和地拖擦拭干净。

清洁/收集措施: 保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。

额外信息: 无有害物质泄漏。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项: 无特殊的措施要求。

储存条件: 室温

储存注意事项: 贮存于避光、干燥处。

第八部分 接触控制/个人防护

职业接触限值

没有已知的国家规定的暴露极限。

工程控制:

提供安全淋浴和洗眼设备

个人防护措施

呼吸系统防护:

在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。

眼睛防护:

佩戴安全眼镜。

身体防护:

穿实验室服。

手防护:

戴防化学品手套。

其他防护:

常规的工业卫生操作, 工作后及时清洗双手。

第九部分 理化特性

外观:	液体	pH值:	无
颜色:	结晶紫染色液: 紫色 碘液: 棕色 脱水酒精: 无色 沙黄复染液: 红色	气味:	特征性
熔点:	无资料	沸点:	无资料
燃点:	无自燃物	闪点:	无资料
爆炸限度			
下限:	无资料	上限:	无资料
热分解:	无资料		
溶解性:	易溶于水		

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:	碘液不稳定, 遇强光会分解; 室温密封储存, 有效期3年。
避免接触条件:	避免接触强氧化性物质。
禁忌物:	无资料
危险分解产物:	如果根据产品使用说明操作无分解。
聚合危害:	不会发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性:	无数据资料
皮肤刺激或腐蚀:	接触皮肤有刺激
眼睛刺激或腐蚀:	接触眼睛有刺激
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料

致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	可能引起呼吸道刺激

第十二部分 生态学资料

生态效应:	正确处理和使用产品不会对生态产生危害。
其他生态数据:	合理使用产品不会对水产生危害。

第十三部分 废弃处理

产品

废弃方法:	根据当地政府相关法规处理。
-------	---------------

包装

推荐:	根据当地政府相关法规丢弃或回收。
推荐清洁试剂:	水, 如需可以使用清洁试剂。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):	无
联合国运输名称:	非危险货物
运输危险性分类:	无
包装类别:	无
包装标志:	无
包装方式:	10mL×4瓶/盒, 产品包装是塑料瓶、珍珠棉、纸盒, 运输包装是纸皮箱填充缓冲袋。
海洋污染物 (是/否):	否
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2013年12月7日修订版)
工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)
常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)
GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

本修订版对下述部分的内容进行了修订:

第十五部分-更新所列法规。

培训建议: 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。
