

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：CCFA 琼脂配套试剂

英文名称：Additives for CCFA Agar

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0810	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

添加于 027170 环丝氨酸-头孢西丁-果糖(CCFA)琼脂基础中配成环丝氨酸-头孢西丁-果糖(CCFA)琼脂。

【配方成分】

配方 (每支)	含量
头孢西丁	1.6mg
D-环丝氨酸	50.0mg

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法：每 100mL 灭菌冷却至 50°C 左右的 CCFA 琼脂基础，加入本配套试剂(SR0810)1 支和 50%卵黄液(029250)1 支，摇匀，倾注平板。

【储存条件与保质期】

2-8°C 保存，有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2026 年 01 月 19 日