

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：50%卵黄液

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029250	液体	5支/盒 (5mL/支)

【产品用途】

添加到甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (028380)、厌氧卵黄琼脂基础 (027165)、卵黄琼脂培养基基础 (027160)、卵黄琼脂基础 (唐菖蒲伯克霍尔德氏菌专用) (027161/027162)、环丝氨酸-头孢西丁-果糖 (CCFA) 琼脂基础 (027170)，分别制成甘露醇卵黄多粘菌素琼脂 (MYP)、厌氧卵黄琼脂、卵黄琼脂、环丝氨酸-头孢西丁-果糖琼脂 (CCFA)。

【配方成分】

配方	含量 (每支)
鸡蛋卵黄	2.5mL
生理盐水	2.5mL

【使用方法】

1、试剂瓶打开方法：洁净工作台内，旋转瓶盖，取下防盗环，按比例加入对应培养基基础中。

2、试剂的使用方法：

每支添加于 95mL 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (028380)；

也可每支添加于 50mL 厌氧卵黄琼脂基础 (027165)、卵黄琼脂基础 (027160)、卵黄琼脂基础 (唐菖蒲伯克霍尔德氏菌专用) (027161/027162)；

也可每支添加于 100mL 环丝氨酸-头孢西丁-果糖 (CCFA) 琼脂基础 (027170)；

摇匀后倾注平板，制成对应平板。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存，有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2026年01月19日