

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：1.5%胰酶（1：250）溶液

英文名称：1.5% Trypsin (1:250)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR1301	液体	10mL×5支/盒

【产品用途】

用于配制完整的胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤（027147）。

【配方成分】

配方	含量（每支）
胰酶（1：250）	0.15g

【使用方法】

无菌操作向每支 15mL 的胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤基础（TPGY）试管中缓慢加入 1mL SR1301 1.5% 胰酶（1：250）溶液至液体石蜡页面下肉汤中，制成完整的 TPGYT 肉汤。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2026 年 04 月 01 日