

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：盐酸氯化钾溶液（酸缓冲液）

英文名称：Acid solution

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
C00006G1	即用型成品试管	20mL×20 支/盒

【产品用途】

用于集中空调通风军团菌检测中样品的处理。

【检验原理】

盐酸。

【配方成分】

配方	含量
0.2mol/L 盐酸溶液	156 mL
0.2mol/L 氯化钾溶液	1000mL
最终 pH	2.2±0.2

【使用方法】

拆开包装即可使用。

【储存条件与保质期】

2~25°C，避光保存，有效期见产品标签。

【注意事项】

质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 10 月 01 日

【参考文献】

WS 10013-2023 公共场所集中空调通风系统卫生规范

GB/T 18204.5-2025 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统

SN/T 2528-2010 饮用水中军团菌的检测