

## 化学品安全技术说明书

### 第一部分 化学品及企业标识

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 产品中文名称:    | 乙酰胺培养基                                                           |
| 产品英文名称:    | Acetamide Agar                                                   |
| 产品编号:      | 027030                                                           |
| 企业名称:      | 广东环凯微生物科技有限公司                                                    |
| 地 址:       | 广东省广州市黄埔区科学城神舟路788号                                              |
| 邮 编:       | 510663                                                           |
| 公司网址       | <a href="http://www.huankai.com">http://www.huankai.com</a>      |
| 电子邮件地址:    | <a href="mailto:webmaster@huankai.com">webmaster@huankai.com</a> |
| 传真号码:      | 020-32079986                                                     |
| 销售热线:      | 020-32078333-8602                                                |
| 技术热线:      | 020-89856189、89856289                                            |
| 推荐用途和限制用途: | 生化研究/分析                                                          |

### 第二部分 危险性概述

GSH危害性类别 皮肤腐蚀/刺激 (类别 3), H316; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2B), H320; 致癌性 (类别 2), H351

GSH标签要素

象形图:



警示词: 警告

危险信息:

H316 造成轻微皮肤刺激; H320 造成眼刺激; H351 怀疑致癌。

防范说明

预防措施: P201 使用前取得专用说明; P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动; P264 作业后彻底清洗皮肤; P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗; P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊;

物理和化学危险  
健康危害  
环境危害  
其它危害

P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊; P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。  
安全储存  
P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。  
废弃物处理  
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。  
目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。  
H316 造成轻微皮肤刺激; H320 造成眼刺激; H351 怀疑致癌。  
目前掌握信息, 没有环境的危害。  
无

### 第三部分 成分/组成信息

#### 混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明。  
有害物质成分:

| 化学名称         | CAS No. | 浓度    |
|--------------|---------|-------|
| 乙酰胺Acetamide | 60-35-5 | 30.7% |

### 第四部分 急救措施

一般信息: 无特殊的措施要求  
皮肤接触: 立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。  
眼睛接触: 用大量水彻底冲洗至少15分钟。  
吸入: 如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止, 进行人工呼吸。 请教医生。  
食入: 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。  
就医信息: 出示产品使用说明或者此SDS

### 第五部分 消防措施

危险特性: 无特殊说明  
有害燃烧产物: 无特殊说明  
灭火方法及灭火剂: 用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。  
灭火注意事项: 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

## 第六部分 泄露应急处理

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 个人防护:    | 避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。有关个人防护,请看第8部分。                       |
| 环境保护措施:  | 不要让产品进入下水道。                                                                 |
| 清洁/收集措施: | 扫掉和铲掉。围堵溢出,用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出的物收集起来,并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。放入合适的封闭的容器中待处理。 |

## 第七部分 操作处置与储存

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 安全操作注意事项: | 避免吸入蒸气或雾滴。有关预防措施,请参见第二部分。                            |
| 储存注意事项:   | 贮存在2-8℃。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。 |

## 第八部分 接触控制/个人防护

### 职业接触限值

无

### 工程控制:

适当的技术控制:按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

### 个人保护措施

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 呼吸系统防护: | 在通风橱里称取产品,佩戴口罩。                           |
| 眼睛防护:   | 佩戴安全眼镜。                                   |
| 身体防护:   | 穿实验室服。                                    |
| 手防护:    | 戴防化学品手套。                                  |
| 其他防护:   | 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。及时更换弄脏的衣服,休息前及工作结束时洗手。 |

## 第九部分 理化特性

|      |       |      |         |
|------|-------|------|---------|
| 外观:  | 干粉    | pH值: | 7.2±0.2 |
| 颜色:  | 淡红色   | 气味:  | 特征性     |
| 熔点:  | 无数据资料 | 沸点:  | 无数据资料   |
| 燃点:  | 无数据资料 | 闪点:  | 无数据资料   |
| 爆炸限度 |       |      |         |
| 下限:  | 无数据资料 | 上限:  | 无数据资料   |
| 热分解: | 无数据资料 |      |         |

溶解性: 按产品使用说明上的用量比例加蒸馏水, 加热煮沸至完全溶解, 溶液呈淡红色澄清无沉淀。

## 第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 在建议的储存条件下, 保质期内稳定。

避免接触条件: 无数据资料

禁忌物: 无数据资料

危险分解产物: 强氧化剂

聚合危害: 在着火情况下, 会分解生成有害物质。碳氧化物, 氮氧化物, 硫氧化物, 磷的氧化物, 氯化氢气体, 氧化钾, 氧化钠, 氧化镁

其他分解产物: 无数据资料

当起火时: 见第五部分 灭火措施

## 第十一部分 毒理学资料

急性毒性: 无数据资料

皮肤刺激或腐蚀: 无数据资料

眼睛刺激或腐蚀: 无数据资料

呼吸或皮肤过敏: 无数据资料

生殖细胞突变性: 无数据资料

致癌性: 无数据资料

生殖毒性: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性-一次性接触: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性-反复接触: 无数据资料

吸入危害: 可能引起呼吸道刺激

## 第十二部分 生态学资料

生态毒性: 无数据资料

持久性和降解性: 无数据资料

生物蓄积潜力: 无数据资料

土壤中的迁移性: 无数据资料

其它环境危害: 无数据资料

## 第十三部分 废弃处理

### 产品

废弃方法：将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。在装  
备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在  
点燃的时候要注意,因为此物质是易燃性物质

#### 包装

推荐：按未用产品处置。  
推荐清洁试剂：水，如需可以使用清洁试剂。

### 第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号)：无  
联合国运输名称：非危险货物  
运输危险性分类别：无  
包装类别：无  
包装标志：无  
包装方式：塑料瓶，外普通纸皮箱  
海洋污染物 (是/否)：否  
运输注意事项：请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存  
条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露  
应急处理设备。

### 第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)  
工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)  
常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)  
GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范  
GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序  
GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南  
GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

### 第十六部分 其他信息

第二部分，GHS危险性分类、标签要素，来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。  
培训建议：根据需要给操作人员提供充分的信息，指导和培训。  
本表中的信息是基于我们目前所知而撰写，提供有关产品所需正确安全注意事项，仅作为指引使用。