

## 弯曲菌冻存管使用说明书

### [产品名称]

弯曲菌冻存管

### [产品货号]

DC10

### [产品规格]

1.5 毫升/支, 50 支/盒

### [产品用途]

用于弯曲菌的-80℃至-40℃保存。

### [主要成分]

弯曲菌肉汤, 20%甘油

### [储存条件]

见产品标签。

### [使用说明]

用无菌棉签或接种环从非选择性平板上取新鲜纯培养菌落至液体菌株冻存管中, 混匀后, 放置-80℃至-40℃冰箱保存。

### [产品生物学指标]

冻存管解冻后将下表中质控菌转接至合适的培养基中, 于 42±1℃培养 24-48h 后, 结果如下:

| 菌株                 | 生长情况  | 结果 |
|--------------------|-------|----|
| 空肠弯曲菌 GDMCC1.2544  | +++++ | 浑浊 |
| 大肠弯曲杆菌 GDMCC1.2585 | +++++ | 浑浊 |

### [废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C下湿热灭菌 30 min 之后, 按规定的处理方式处理。

## 弯曲菌冻存管使用说明书

### [产品名称]

弯曲菌冻存管

### [产品货号]

DC10

### [产品规格]

1.5 毫升/支, 50 支/盒

### [产品用途]

用于弯曲菌的-80℃至-40℃保存。

### [主要成分]

弯曲菌肉汤, 20%甘油

### [储存条件]

见产品标签。

### [使用说明]

用无菌棉签或接种环从非选择性平板上取新鲜纯培养菌落至液体菌株冻存管中, 混匀后, 放置-80℃至-40℃冰箱保存。

### [产品生物学指标]

冻存管解冻后将下表中质控菌转接至合适的培养基中, 于 42±1℃培养 24-48h 后, 结果如下:

| 菌株                 | 生长情况  | 结果 |
|--------------------|-------|----|
| 空肠弯曲菌 GDMCC1.2544  | +++++ | 浑浊 |
| 大肠弯曲杆菌 GDMCC1.2585 | +++++ | 浑浊 |

### [废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C下湿热灭菌 30 min 之后, 按规定的处理方式处理。