

0.3 mL PBS 冻存管

使用说明书

[产品名称]

0.3 mL PBS 冻存管

[产品货号]

DC08

[产品规格]

0.3 毫升/支, 50 支/盒

[产品用途]

用于肛拭子的运输。

[主要成分]

磷酸二氢钾, 氢氧化钠。

[储存条件]

见产品标签。

[使用说明]

将采样用肛拭子放入冻存管中, 扭紧瓶盖, 运送至实验室。

[产品生物学指标]

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 TCC25922	45min 前后菌落数变化不超过 $\pm 50\%$	-
	金黄色葡萄球菌 ATCC6538		-

[废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C 下湿热灭菌 30 min 之后, 按规定的处理方式处理。