

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：mEI 琼脂配套试剂

英文名称：mEI Agar Supplement

【产品编号与包装规格】

产品编号	名称	产品类型	包装规格
SR1430	配套试剂 A	冻干试剂	2*5 支/盒
	配套试剂 B	液体试剂	

【产品用途】

每 200mL mEI 琼脂基础中 (CRM026) 添加 mEI 琼脂配套试剂 (SR1340) A、B 各 1 支。

【配方成分】

名称	配方	含量 (每支)
配套试剂 A	萘啶酮酸	48 mg
配套试剂 B	2,3,5-三苯基氯化四氮唑	4 mg

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法: 配套试剂 A 每支加入 1mL 无菌去离子水, 使试剂完全溶解; 配套试剂 A 与 B 各一支添加于 200mL 已灭菌降温至 50℃的 mEI 琼脂基础中, 摇匀后, 倾注无菌培养皿, 待凝固后备用。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存, 有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2026 年 07 月 01 日